




SOP
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Nomor SOP	: 008/SOP/HATPEN/1/2019
Tgl. Ditetapkan	: 2 JANUARI 2019
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Diberlakukan	: 2 JANUARI 2019
Disahkan Oleh	:  KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN SRI MURNI ARININGSIH, S.Pd,MA Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19620917 198403 2 001

"RUN (Rapid Urine NAPZA) Random Check"

Dasar Hukum	Cara mengatasi
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2017, CASR 67 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Keputusan Bersama Kementerian Perhubungan dan BNN Nomor PJ. 23 Tahun 2017 dan Nomor NK/43/X/2017/BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 237 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction part 67-01) Tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (Aviation) Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 238 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-02 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 240 Tahun 2018 Tentang Formulir Petunjuk Teknis SI Form-02 Manual formulir untuk Balai Kesehatan Penerbangan (Staff Instruction (SI)) Form-01 Aviation Medical Center (AMC) Peraturan Menteri No.17 Tahun 2012 Tentang Protap P4GN Instruksi Menteri No.2 Tahun 2012 Tentang P4GN 	<ol style="list-style-type: none"> Petugas RUN Random Check harap dapat memeriksa kembali kelengkapan perlengkapannya sebelum melakukan pemeriksaan di Bandara dan pesawat.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP ketatausahaan SOP laboratorium urin untuk narkoba SOP laboratorium rambut untuk narkoba SOP database 	<ol style="list-style-type: none"> SPT Reagen / stik ATK Lembar informed consent Daftar hadir Lembar konfirmasi Rompi lapangan Balai Kesehatan Penerbangan Cooler box Kantong plastik hitam Kamera/alat dokumentasi Kartu identitas pegawai Kartu post rampcheck
Peringatan	
<ol style="list-style-type: none"> Jika petugas RUN random Check tidak membawa perlengkapan dengan lengkap maka proses pemeriksaan menjadi terhambat 	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pengumpul dan pengolah data informasi	Analisis lab/ Petugas yang berkompeten	Dokter (AME)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Mempersiapkan keperluan administrasi dan perlengkapan RUN Random Check	3	4	5	1. SPT, Form dan perlengkapan RUN random check	15 menit	8. berkas dan perlengkapan RUN Random Check	1. Setiap kegiatan didokumentasikan
2	2. Merumuskan briefing pembagi tugas oleh koordinator grup untuk seluruh tim dalam proses pelaksanaan RUN Random Check				2. SPT	5 menit	darfur pembagi tugas	2. petugas menggunakan rompi hijau dan kartu identitas
3	3. Melakukan pergerakan semua petugas ke area yang telah ditentukan utk dilakukan RUN Random Check				3. Rompi hijau bali Haipten, ATK, daftar hadir, perlengkapan Run Random Check	2 menit	SPT	
4	4. Membentangkan sekalgus meminta jin bersama inspektur kepada kapten pilot untuk melakukan kegiatan dan memberikan pengumuman kepada seluruh crew				4. SPT	1 menit	jin untuk melakukan Run Random Check	
5	5. Memberikan Informed Consent kepada klien (personel penerbangan) dan yang telah diuji disebarkan kepada petugas, kemudian petugas menyerahkan portin yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor registrasi.				5. Daftar hadir informed consent, portin yang telah diberi nomor	1 menit	Absensi, informed consent yang di tandatangan oleh klien (personel penerbangan)	

6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian urin oleh analis laboratorium/petugas yang berkompeten dengan dilaksanakan oleh klien (personel perorangan yang bersangkutan) dan oleh dokter (AME)			6. pot urin, stik/ reagen, sarung tangan	3 menit	hasil tes urin	Jika klien tidak bisa berkemih, maka tetap mengisi informed consent dan menandatangani "MENOLAK" dan menuliskan alasan tidak bisa berkemih
7. Melakukan analisa hasil tes oleh dokter (AME) dan memberitahukan kepada klien (personel perorangan yang diperiksa) mengenai hasilnya			7. stik/ reagen, kartu post RUN Random Check	1 menit	hasil tes urin, berupa terindikasi negatif dan positif	Jika ada tes invalid, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan alat yang lainnya sampai mendapatkan hasilnya.
8. Menasukkan pot urin tertutup dan bersegel seloft urk urin yang terindikasi positif ke dalam cooler box			8. lembar konfirmasi, Cooler box/termos es	2 menit	pot urin disetoff	
9. Membuat berita acara dan laporan tentang hasil kegiatan dan ditandatangani oleh semua petugas Run Random check dan pejabat setempat			9. Berita acara, Sipt. Informed consent	5 menit	Berita acara dan laporan yang telah ditandatangani	
10. Melakukan pemusnahan urin dan hasil tes yang terindikasi negatif dan membuat laporan pemusnahan			10. kantong plastik berisi urin dan tes urin negatif	1 menit	berita acara pemusnahan	
11. Mengarsipkan semua laporan			11. Laporan	1 menit	database, arsip	
Total waktu				37 Menit		